

脑脊液分流系统类医用耗材带量联动采购中选产品信息明细表

序号	注册证号	单件产品名称	注册证产品名称	产品名称	材质	计价单位	注册备案人	申报企业账号	申报企业	规格	型号	GoodsId	UDI	医保耗材代码(27位)	医保编码是否已经公布	规格型号备注	部件名称	适用的产品系统类别	中选价格(单位元)
1	国械注进20143135605	脑脊液分流管及附件-脑室/腹腔分流套件	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分流管及附件		套	美敦力公司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力（上海）管理有限公司	CSF-分流套件	9003-F	a04eb71c-da93-11e9-953f-fa163e0a8baf	00643169507524、00763000031053	C04070412100019042540000001	是	脑室端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度23cm；阀门（含储液囊），固定压，高压；腹腔端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度90cm	脑室端导管, 固定压阀门, 储液囊, 腹腔端导管	固定压脑室腹腔分流系统	2349
2	国械注进20143135605	脑脊液分流管及附件-脑室端导管	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分流管及附件		个	美敦力公司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力（上海）管理有限公司	脑室端导管	41101	a19e4020-7239-11ea-948d-fa163e0a8baf	00643169466500、00763000028039	C04070112000002042540000003	是	脑室端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度23cm	脑室端导管	固定压脑室腹腔分流系统、可调压脑室腹腔分流系统	100
3	国械注进20143135605	脑脊液分流管及附件-抗虹吸脑室/腹腔分流套件	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分流管及附件		套	美敦力公司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力（上海）管理有限公司	CSF分流管，Delta 套件	25132-2	9e9b3703-da8e-11e9-953f-fa163e0a8baf	00643169472754、00763000028879	C04070412100013042540000001	是	脑室端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度23cm；阀门（含储液囊和抗虹吸装置），固定压，档位2.0；腹腔端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度90cm	脑室端导管, 固定压阀门, 储液囊, 抗虹吸装置, 腹腔端导管	固定压脑室腹腔分流系统	2398
4	国械注进20143135605	脑脊液分流管及附件-心脏/腹腔端导管	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分流管及附件		个	美敦力公司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力（上海）管理有限公司	心脏/腹腔端导管	43103	545ecd85-da91-11e9-953f-fa163e0a8baf	00643169466821、00763000028305	C04070312000002042540000001	是	腹腔端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度90cm	腹腔端导管	固定压脑室腹腔分流系统、可调压脑室腹腔分流系统	100
5	国械注进20143135605	脑脊液分流管及附件-脑室/腹腔分流套件	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分流管及附件		套	美敦力公司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力（上海）管理有限公司	CSF-分流套件	9003-E	a04eb22e-da93-11e9-953f-fa163e0a8baf	00643169466371、00763000027902	C04070412100020042540000001	是	脑室端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度23cm；阀门（含储液囊），固定压，中压；腹腔端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度90cm	脑室端导管, 固定压阀门, 储液囊, 腹腔端导管	固定压脑室腹腔分流系统	2349
6	国械注进20143135605	脑脊液分流管及附件	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分流管及附件		套	美敦力公司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力（上海）管理有限公司	CSF-分流套件	9003-D	a04ea5e7-da93-11e9-953f-fa163e0a8baf	00763000027919	C04070412100021042540000001	是	脑室端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度23cm；阀门（含储液囊），固定压，低压；腹腔端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度90cm	脑室端导管, 固定压阀门, 储液囊, 腹腔端导管	固定压脑室腹腔分流系统	2349
7	国械注进20143135605	脑脊液分流管及附件-抗虹吸脑室/腹腔分流套件	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分流管及附件		套	美敦力公司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力（上海）管理有限公司	CSF分流管，Delta 套件	25132-5	9e9b38a4-da8e-11e9-953f-fa163e0a8baf	00643169466418、00763000027940	C04070412100014042540000001	是	脑室端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度23cm；阀门（含储液囊和抗虹吸装置），固定压，档位1.5；腹腔端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度90cm	脑室端导管, 固定压阀门, 储液囊, 抗虹吸装置, 腹腔端导管	固定压脑室腹腔分流系统	2398
8	国械注进20143135605	脑脊液分流管及附件-抗虹吸脑室/腹腔分流套件	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分流管及附件		套	美敦力公司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力（上海）管理有限公司	CSF分流管，Delta 套件	25132-1	9e9b30e4-da8e-11e9-953f-fa163e0a8baf	00643169472761、00763000028886	C04070412100015042540000001	是	脑室端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度23cm；阀门（含储液囊和抗虹吸装置），固定压，档位1.0；腹腔端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度90cm	脑室端导管, 固定压阀门, 储液囊, 抗虹吸装置, 腹腔端导管	固定压脑室腹腔分流系统	2398
9	国械注进20143135605	脑脊液分流管及附件-抗虹吸脑室/腹腔分流套件	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分流管及附件		套	美敦力公司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力（上海）管理有限公司	CSF分流管，Delta 套件	25131-5	9e9b2cc0-da8e-11e9-953f-fa163e0a8baf	00643169466425、00763000027957	C04070412100017042540000001	是	脑室端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度23cm；阀门（含储液囊和抗虹吸装置），固定压，档位1.5；腹腔端导管，内径1.3mm，外径2.5mm，长度90cm	脑室端导管, 固定压阀门, 储液囊, 抗虹吸装置, 腹腔端导管	固定压脑室腹腔分流系统	2398
10	国械注进20143135605	脑脊液分流管及附件-可调压抗虹吸脑室/腹腔分流阀	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分流管及附件		个	美敦力公司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力（上海）管理有限公司	Strata II 阀，小型	42856	7b7adb71-da8d-11e9-953f-fa163e0a8baf	00643169975828、00763000027254	C04070812100029042540000001	是	阀门（含储液囊和抗虹吸装置），5档可调压	可调压阀门, 储液囊, 抗虹吸装置	可调压脑室腹腔分流系统、特殊可调压脑室腹腔分流系	14787.77
11	国械注进20143135605	脑脊液分流管及附件-可调压抗虹吸脑室/腹腔分流阀	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分流管及附件		个	美敦力公司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力（上海）管理有限公司	Strata II 阀，常规型	42866	7b7aff95-da8d-11e9-953f-fa163e0a8baf	00643169975835、00763000027261	C04070812100029042540000002	是	阀门（含储液囊和抗虹吸装置），5档可调压	可调压阀门, 储液囊, 抗虹吸装置	可调压脑室腹腔分流系统、特殊可调压脑室腹腔分流系	14787.77
12	国械注进20143135605	脑脊液分流管及附件-可调压脑室/腹腔分流阀	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分流管及附件		个	美敦力公司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力（上海）管理有限公司	Strata NSC 阀，小型	42355	08c97e6a-da8d-11e9-953f-fa163e0a8baf	00643169975798、00763000028404	C04070812100031042540000001	是	阀门（含储液囊），5档可调压	可调压阀门, 储液囊	可调压脑室腹腔分流系统、特殊可调压脑室腹腔分流系	14738.77

13	国械注进 201431356 05	脑脊液分流管及附件-可调 压脑室/腹腔分流阀	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分 流管及附 件		个	美敦力公 司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力 （上海） 管理有限 公司	Strata NSC 阀，常规型	42365	08c982d4- da8d- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	006431699 75804、 007630000 27711	C04070812 100031042 540000002	是	阀门（含储液囊），5档可调压	可调压阀 门，储液囊	可调压脑 室腹腔分 流系统、 特殊可调 压脑室腹 腔分流系	14738. 77
14	国械注进 201431356 05	脑脊液分流管及附件	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分 流管及附 件		个	美敦力公 司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力 （上海） 管理有限 公司	脑室端导管	91503	8a2e3bf6- 7239- 11ea- 948d- fa163e0a8 baf	006431694 66289、 007630000 27834	C04070112 000001042 540000002	是	特殊脑室端导管，亲水型，内径1.3mm，外径 2.5mm，长度23cm	特殊脑室端 导管	特殊可调 压脑室腹 腔分流系 统	3930
15	国械注进 201431356 05	脑脊液分流管及附件-带涂 层腹腔端导管	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分 流管及附 件		个	美敦力公 司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力 （上海） 管理有限 公司	腹腔端导管	93522	545ec76c- da91- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	006431694 66005、 007630000 27605	C04070312 000001042 540000001	是	特殊腹腔端导管，亲水型，内径1.3mm，外径 2.5mm，长度90cm	特殊腹腔端 导管	特殊可调 压脑室腹 腔分流系 统	3589
16	国械注进 201731366 13	脑脊液分流管及附件-腰椎 导管	腰骶腹腔分流管组件Strata NSC Lumboperitoneal Shunt System	腰骶腹腔 分流管组 件		个	美敦力公 司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力 （上海） 管理有限 公司	腰椎导管 （开口）	44406	f57ac42e- dc8d- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	006431699 75859、 007630000 27179	C04070212 000002042 540000002	是	腰骶端导管，内径0.7mm，外径1.5mm，长度84cm	腰骶端导管	固定压腰 骶腹腔分 流系统、 可调压腰 骶腹腔分 流系统	1987. 04
17	国械注进 201431356 05	脑脊液分流管及附件-心脏 /腹腔端导管	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分 流管及附 件		个	美敦力公 司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力 （上海） 管理有限 公司	腹腔端导管	43555	545ecf9b- da91- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	006431694 66807、 007630000 28282	C04070312 000002042 540000002	是	腹腔端导管，内径0.7mm，外径2.5mm，长度120cm	腹腔端导管	固定压腰 骶腹腔分 流系统、 可调压腰 骶腹腔分 流系统	2528. 96
18	国械注进 201431356 05	脑脊液分流管及附件-抗虹 吸脑室/腹腔分流阀	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分 流管及附 件		个	美敦力公 司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力 （上海） 管理有限 公司	Delta分流 阀组件	42823	75e11c52- da95- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	006431694 66852、 007630000 28336	C04070812 100014042 540000001	是	固定压阀门，档位1.5	固定压阀 门，储液囊	固定压腰 骶腹腔分 流系统	5984
19	国械注进 201731366 13	腰骶腹腔分流管组件-可调 压腰骶/腹腔分流管套件	腰骶腹腔分流管组件Strata NSC Lumboperitoneal Shunt System	腰骶腹腔 分流管组 件		套	美敦力公 司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力 （上海） 管理有限 公司	Strata NSC 腰骶/腹腔 分流管套件 （一体式腹 腔端导管）	44430	37931109- da8a- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	006431699 75880、 007630000 27513	C04070612 100031042 540000001	是	腰骶端导管+可调压阀门(含储液囊)+腹腔端导管 的套件产品；腰骶端导管内径0.7mm，外径1.5mm， 长度84cm；阀门（含储液囊），5档可调压；腹腔 端导管内径0.7mm，外径2.5mm，长度120cm	腰骶端导 管,可调压 阀门,储液 囊,腹腔端 导管	可调压腰 骶腹腔分 流系统	24800
20	国械注进 201731366 13	腰骶腹腔分流管组件-可调 压腰骶/腹腔分流管套件	腰骶腹腔分流管组件Strata NSC Lumboperitoneal Shunt System	腰骶腹腔 分流管组 件		套	美敦力公 司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力 （上海） 管理有限 公司	Strata NSC 腰骶/腹腔 分流管套件 （开口）	44421	3793098d- da8a- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	006431699 75873、 007630000 27520	C04070612 100031042 540000002	是	腰骶端导管+可调压阀门（含储液囊）+腹腔端导管 的套件产品；腰骶端导管内径0.7mm，外径1.5mm， 长度84cm；阀门（含储液囊），5档可调压；腹腔 端导管内径0.7mm，外径2.5mm，长度120cm	腰骶端导 管,可调压 阀门,储液 囊,腹腔端 导管	可调压腰 骶腹腔分 流系统	24800
21	国械注进 201431356 05	脑脊液分流管及附件-可调 压脑室/腹腔分流套件	脑脊液分流管及附件 CSF Flow Control Shunts and Accessories	脑脊液分 流管及附 件		套	美敦力公 司 Medtronic Inc.	J0022	美敦力 （上海） 管理有限 公司	Strata NSC 分流管组 件,常规性	46665	ee11a4c8- 839a- 11ea- 8bcf- fa163e0a8 baf	006431699 75934、 007630000 30193	C04070412 100031042 540000001	是	可调压阀门+腹腔端导管的套件产品；阀门（含储 液囊），5档可调压；腹腔端导管，内径1.3mm，外 径2.5mm，长度120cm	可调压阀 门,储液囊, 腹腔端导管	可调压腰 骶腹腔分 流系统	22812. 96
22	国械注进 201531337 80	一次性使用可调压无菌脑 积水分流管及附件	一次性使用可调压无菌脑积 水分流管及附件	一次性使 用可调压 无菌脑积 水分流管 及附件	阀门：钛 合金；导 管：硅胶	根	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH &	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	带辅助抗虹 吸阀门(20) 和Control 储液囊的 proGAV分流 管	FV434-T	d2f09ee9- e2f0- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 30862	C04070412 100029028 340000011	是	导管内径1.2MM，外径2.5MM，脑室端导管长度 250MM，腹腔端导管长度1200MM。阀门档位：可调 压到“0”档，0-20共21档可调。抗磁型(3.0T及以 上)。	脑室端导 管,可调压 阀门,储液 囊抗虹吸装 置,腹腔端 导管	可调压脑 室腹腔分 流系统	14304. 67
23	国械注进 201531337 80	一次性使用可调压无菌脑 积水分流管及附件	一次性使用可调压无菌脑积 水分流管及附件	一次性使 用可调压 无菌脑积 水分流管 及附件	阀门：钛 合金；导 管：硅胶	根	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH &	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	带辅助抗虹 吸阀门 (15)和 Prechamber 储液囊的 proGAV儿童 分流管	FV440-T	1c1609ab- e2f2- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 30923	C04070412 100030028 340000007	是	导管内径1.2MM，外径2.5MM，脑室端导管长度 250MM，腹腔端导管长度1200MM。可调压到 “0”档，0-20共21档可调。抗磁型(3.0T及以上) 。	脑室端导 管,可调压 阀门,储液 囊抗虹吸装 置,腹腔端 导管	可调压脑 室腹腔分 流系统	14304. 67
24	国械注进 201531337 80	一次性使用可调压无菌脑 积水分流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使 用可调压 无菌脑积 水分流管 及附件	阀门：钛 合金；导 管：硅胶	根	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH &	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	带Control 储液囊的 proGAV分流 管	FX431-T	327f91a2- e2f3- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 40670	C04070412 100029028 340000001	是	导管内径1.2MM，外径2.5MM，脑室端导管长度 250MM，腹腔端导管长度1200MM，可调压到 “0”档，0-20共21档可调。支持双可调。抗磁型 (3.0T及以上)。脑室端导管+储液囊+特殊可调压 阀门+腹腔端导管	脑室端导 管,特殊可 调压阀门, 储液囊,腹 腔端导管	特殊可调 压脑室腹 腔分流系 统	24970. 33
25	国械注进 201531337 80	一次性使用可调压无菌脑 积水分流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使 用可调压 无菌脑积 水分流管 及附件	阀门：钛 合金；导 管：硅胶	根	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH &	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	带辅助抗虹 吸阀门 (15)和 Prechamber 储液囊的 proGAV儿童 分流管	FX440-T	4a4bb6a1- e2f2- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 40762	C04070412 100030028 340000026	是	导管内径1.2MM，外径2.5MM，脑室端导管长度 250MM，腹腔端导管长度1200MM。可调压到 “0”档，0-20共21档可调。支持双可调。抗磁型 (3.0T及以上)。脑室端导管+储液囊+特殊可调压 阀门+抗虹吸装置+腹腔端导管	脑室端导 管,特殊可 调压阀门, 储液囊抗虹 吸装置,腹 腔端导管	特殊可调 压脑室腹 腔分流系 统	24971. 33

26	国械注进 201531337 80	一次性使用可调压无菌脑 积水分流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使用可调压 无菌脑积 水分流管 及附件	阀门：钛 合金；导 管：硅胶	根	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH &	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	带辅助抗虹 吸阀门(20) 和Control 储液囊的 proGAV分流 管	FX434-T	e67fe254- d00f- 11eb- a006- 0050568f9 c84	040419061 40700	C04070412 100029028 340000029	是	导管内径1.2MM，外径2.5MM，脑室端导管长度 250MM，腹腔端导管长度1200MM，可调压到 “0”档，0-20共21档可调。支持双可调。抗磁型 (3.0T及以上)。脑室端导管+储液囊+特殊可调压 阀门+抗虹吸装置+腹腔端导管	脑室端导 管,特殊可 调压阀门, 储液囊抗虹 吸装置,腹 腔端导管	特殊可调 压脑室腹 腔分流系 统	24971.33
27	国械注进 202031304 60	一次性使用可调压无菌脑 积水分流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使用可调压 无菌脑积 水分流管 及附件	阀门：钛 合金；导 管：硅胶	根	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH &	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	proGAV 2.0 阀带预装远 端导管 1200mm,儿 童用重力辅 助阀20	FX420T	44bbf682- 638e- 11eb- ba25- fa163e311 f19	040419061 36628	C04070412 100029028 340000054	是	导管内径1.2MM，外径2.5MM，腹腔端导管长度 1200MM，可调压到“0”档，0-20共21挡位可调。 支持双可调。抗磁型3.0T。特殊可调压阀门+抗虹 吸装置+腹腔端导管	特殊可调压 阀门,抗虹 吸装置,腹 腔端导管	特殊可调 压脑室腹 腔分流系 统	23223.33
28	国械注进 201531331 75	一次性使用无菌脑积水 分流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使用可调压 无菌脑积 水分流管 及附件	钛合金+ 硅胶	个	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH & Co. KG	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	带直角适配 器的脑室端	FV075P	f3ab23c8- e2cd- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 20207	C04070112 000002028 340000003	是	可调压分流管的组件，导管内径1.2MM，外径2.5MM 。 FV075P 的脑室端导管长度180MM，FV078P 的脑 室端导管长度250MM。	脑室端导管	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹	857
29	国械注进 201531331 75	一次性使用无菌脑积水 分流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使用可调压 无菌脑积 水分流管 及附件	阀门：钛 合金；导 管：硅胶	个	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH & Co. KG	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	带脑室端、 腹腔端的 Control储 液囊	FV049T	33592bc8- dedc- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 31487	C04071212 100000028 340000010	是	可调压分流管的组件，导管内径1.2MM，外径 2.5MM，脑室端导管长度180MM，腹腔端导管长度 600MM。	脑室端导 管,储液囊, 腹腔端导管	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹	2148
30	国械注进 201531331 75	一次性使用无菌脑积水 分流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使用可调压 无菌脑积 水分流管 及附件	阀门：钛 合金；导 管：硅胶	个	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH & Co. KG	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	Prechamber 储液囊	FV033T	33596af6- dedc- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 17405	C04071212 100000028 340000019	是	可调压分流管的组件，FV035T和FV033T是单独的储 液囊。FV034T是带导管的储液囊，腹腔端导管长度 600MM。导管内径1.2MM，外径2.5MM。	储液囊	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹	891
31	国械注进 201531331 75	一次性使用无菌脑积水 分流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使用可调压 无菌脑积 水分流管 及附件	阀门：钛 合金；导 管：硅胶	个	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH & Co. KG	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	Burrhole端 口	FV030T	33595b83- dedc- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 17108	C04071212 100000028 340000022	是	FV030T、FV040T和FV060T是单独的储液囊，不带导 管	储液囊	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹	891
32	国械注进 201531331 75	一次性使用无菌脑积水 分流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使用可调压 无菌脑积 水分流管 及附件	阀门：钛 合金；导 管：硅胶	个	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH & Co. KG	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	CSF端口	FV060T	33596df1- dedc- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 17559	C04071212 100000028 340000027	是	FV030T、FV040T和FV060T是单独的储液囊，不带导 管	储液囊	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹	891
33	国械注进 201531331 75	一次性使用无菌脑积水 分流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使用可调压 无菌脑积 水分流管 及附件	钛合金+ 硅胶	个	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH & Co. KG	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	脑室端	FV074P	f3a84f3e- e2cd- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 20108	C04070112 000002028 340000002	是	分流管的组件，导管内径1.2MM，外径2.5MM，脑室 端导管180mm	脑室端导管	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹	857
34	国械注进 201531331 75	一次性使用无菌脑积水 分流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使用可调压 无菌脑积 水分流管 及附件	阀门：钛 合金；导 管：硅胶	个	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH & Co. KG	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	带腹腔端的 Prechamber 储液囊	FV034T	3357841b- dedc- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 17504	C04071212 100000028 340000017	是	可调压分流管的组件，FV035T和FV033T是单独的储 液囊。FV034T是带导管的储液囊，腹腔端导管长度 600MM。导管内径1.2MM，外径2.5MM。	储液囊,腹 腔端导管	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹	1291
35	国械注进 201531331 75	一次性使用无菌脑积水 分流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使用可调压 无菌脑积 水分流管 及附件	阀门：钛 合金；导 管：硅胶	个	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH & Co. KG	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	儿科用 Burrhole端 口	FV040T	33594476- dedc- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 16507	C04071212 100000028 340000025	是	FV030T、FV040T和FV060T是单独的储液囊，不带导 管	储液囊	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹	891

36	国械注进 201531331 75	一次性使用无菌脑积水分 流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使用可调压 无菌脑积水分流管 及附件	钛合金＋ 硅胶	个	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH & Co. KG	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	儿科用带直 角适配器的 脑室端	FV076P	f3a9ad6b- e2cd- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 20306	C04070112 000002028 340000005	是	分流管的组件，导管内径1.2MM， 外径2.5MM，脑室 端导管250mm，带直角适配器	脑室端导管	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹	857
37	国械注进 201531331 75	一次性使用无菌脑积水分 流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使用可调压 无菌脑积水分流管 及附件	钛合金＋ 硅胶	个	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH & Co. KG	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	带直角适配 器的脑室端	FV078P	f3ab0a67- e2cd- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 20504	C04070112 000002028 340000004	是	可调压分流管的组件，导管内径1.2MM， 外径2.5MM 。 FV075P 的脑室端导管长度180MM，FV078P 的脑 室端导管长度250MM。	脑室端导管	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹	857
38	国械注进 201531331 75	一次性使用无菌脑积水分 流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使用可调压 无菌脑积水分流管 及附件	阀门：钛 合金；导 管：硅胶	个	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH & Co. KG	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	配脑室端和 腹腔端的 Prechamber 储液囊	FV036T	33596054- dedc- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 17702	C04071212 100000028 340000006	是	可调压分流管的组件，导管内径1.2MM， 外径 2.5MM，脑室端导管长度180MM，腹腔端导管长度 600MM。	脑室端导 管,储液囊, 腹腔端导管	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹	2148
39	国械注进 201731331 75	一次性使用无菌脑积水分 流管及附件	脑脊液分流管及附件	一次性使用可调压 无菌脑积水分流管 及附件	阀门：钛 合金；导 管：硅胶	个	克里斯托 福弥提柯 股份有限 公司 Christoph Miethke GmbH & Co. KG	J0017	贝朗医疗 （上海） 国际贸易 有限公司	儿科用 Prechamber 储液囊	FV035T	335959be- dedc- 11eb- b658- 0050568f9 c84	040419061 17603	C04071212 100000028 340000004	是	可调压分流管的组件，FV035T和FV033T是单独的储 液囊。FV034T是带导管的储液囊，腹腔端导管长度 600MM。导管内径1.2MM， 外径2.5MM。	储液囊	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹	891
40	国械注进 201731311 04	脑脊液分流管及附件-固定 压分流装置（成人型）	脑脊液分流管及附件	脑脊液分 流管及附 件-固定压 分流装置 （成人 型）	硅胶，人 造红宝 石，钛	套	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	10mm水柱压 抗虹吸直线 型阀门系统	823811	bf37f3c7- d20a- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	103817805 34884、 103817805 19652	C04070412 100015112 970000002	是	10mm水柱压抗虹吸直线型阀门系统，包含脑室端导 管、高精度固定压阀门、腹腔端导管，及抗虹吸装 置。脑室导管（脑室端）内径1.4mm， 外径2.7mm， 长度14cm。腹腔导管（腹腔端）内径1.0mm， 外径 2.2mm，长度120cm。	脑室端导 管,固定压 阀门,储液 囊,抗虹吸 装置,腹腔 端导管	固定压脑 室腹腔分 流系统	4294. 5
41	国械注进 201731311 04	脑脊液分流管及附件-固定 压分流装置（成人型）	脑脊液分流管及附件	脑脊液分 流管及附 件-固定压 分流装置 （成人 型）	硅胶，人 造红宝 石，钛	套	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	70mm水柱压 抗虹吸直线 型阀门系统	823813	bf38370d- d20a- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	103817805 34907、 103817805 19676	C04070412 100014112 970000006	是	70mm水柱压抗虹吸直线型阀门系统，包含脑室端导 管、高精度固定压阀门、腹腔端导管，及抗虹吸装 置。脑室导管（脑室端）内径1.4mm， 外径2.7mm， 长度14cm。腹腔导管（腹腔端）内径1.0mm， 外径 2.2mm，长度120cm。	脑室端导 管,固定压 阀门,储液 囊,抗虹吸 装置,腹腔 端导管	固定压脑 室腹腔分 流系统	4294. 5
42	国械注进 201731311 04	脑脊液分流管及附件-固定 压分流装置（成人型）	脑脊液分流管及附件	脑脊液分 流管及附 件-固定压 分流装置 （成人 型）	硅胶，人 造红宝 石，钛	套	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	130mm水柱 压抗虹吸直 线型阀门系 统	823815	bf37f51f- d20a- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	103817805 34921、 103817805 19690	C04070412 100013112 970000002	是	130mm水柱压抗虹吸直线型阀门系统，包含脑室端 导管、高精度固定压阀门、腹腔端导管，及抗虹吸 装置。脑室导管（脑室端）内径1.4mm， 外径 2.7mm，长度14cm。腹腔导管（腹腔端）内径 1.0mm， 外径2.2mm，长度120cm。	脑室端导 管,固定压 阀门,储液 囊,抗虹吸 装置,腹腔 端导管	固定压脑 室腹腔分 流系统	4294. 5
43	国械注进 201731311 04	脑脊液分流管及附件	脑脊液分流管及附件	脑脊液分 流管及附 件	硅胶	个	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	抗虹吸装置	823090	f48b9761- c88b- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	103817805 15647	C04071500 000000112 970000036	是	脑脊液分流管及附件之一，抗虹吸装置，用于配合 阀门使用，或用于维修。该抗虹吸装置可作用于固 定压脑室腹腔分流系统、可调压脑室腹腔分流系统 、	抗虹吸装置	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统	199
44	国械注进 201731311 04	脑脊液分流管及附件-脑室 导管	脑脊液分流管及附件	脑脊液分 流管及附 件	硅胶	个	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	HAKIM脑室 导管，14cm	823041	0b8ae9b3- c7e6- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	103817805 18815	C04070112 000002112 970000020	是	HAKIM脑室导管，长14cm，内径1.4mm， 外径 2.7mm，近端有24个进气孔，分3排，每排8个孔。 作为分流系统组件，该脑室端导管作为分流系统组 件，可作用于固定压脑室腹腔分流系统、可调压脑 室腹腔分流系统。	脑室端导管	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统	340. 5

45	国械注进 201731311 04	脑脊液分流管及附件-腰腹 腔导管	脑脊液分流管及附件	脑脊液分 流管及附 件-腰腹腔 导管	硅胶	个	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	HAKIM腹腔 导管， 120cm	823045	36620930- c4a7- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	103817805 18839	C04070312 000002112 970000003	是	腹腔导管，内径1.0mm，外径2.2mm，导管长度 120cm。该腹腔端导管作为分流系统组件，可作用 于固定压脑室腹腔分流系统、可调压脑室腹腔分流 系统。	腹腔端导管	固定压脑 室腹腔分 流系统， 可调压脑 室腹腔分 流系统	250
46	国械注进 201731311 04	脑脊液分流管及附件-固定 压分流装置（成人型）	脑脊液分流管及附件	脑脊液分 流管及附 件-固定压 分流装置 （成人 型）	硅胶，人 造红宝 石，钛	套	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	40mm水柱压 抗虹吸直线 型阀门系统	823812	bf3805fc- d20a- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	103817805 34891、 103817805 19669	C04070412 100015112 970000004	是	40mm水柱压抗虹吸直线型阀门系统，包含脑室端导 管、高精度固定压阀门、腹腔端导管，及抗虹吸装 置。脑室导管（脑室端）内径1.4mm，外径2.7mm， 长度14cm。腹腔导管（腹腔端）内径1.0mm，外径 2.2mm，长度120cm。	脑室端导 管,固定压 阀门,储液 囊,抗虹吸 装置,腹腔 端导管	固定压脑 室腹腔分 流系统	4294. 5
47	国械注进 201731311 04	脑脊液分流管及附件-固定 压分流装置（成人型）	脑脊液分流管及附件	脑脊液分 流管及附 件-固定压 分流装置 （成人 型）	硅胶，人 造红宝 石，钛	套	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	100mm水柱 压抗虹吸直 线型阀门系 统	823814	bf37fc7e- d20a- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	103817805 34914、 103817805 19683	C04070412 100014112 970000002	是	100mm水柱压抗虹吸直线型阀门系统，包含脑室端 导管、高精度固定压阀门、腹腔端导管，及抗虹吸 装置。脑室导管（脑室端）内径1.4mm，外径 2.7mm，长度14cm。腹腔导管（腹腔端）内径 1.0mm，外径2.2mm，长度120cm。	脑室端导 管,固定压 阀门,储液 囊,抗虹吸 装置,腹腔 端导管	固定压脑 室腹腔分 流系统	4294. 5
48	国械注进 201731311 04	脑脊液分流管及附件-可调 压分流装置(成人)	脑脊液分流管及附件	脑脊液分 流管及附 件-可调压 分流装置 (成人)	硅胶，人 造红宝 石，钛	套	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	抗虹吸可调 压直线型阀	823832	635bb772- d23b- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	103817805 35034、 103817805 19805	C04070412 100029112 970000001	是	包含抗虹吸装置，抗磁3T，可调压阀门，18级高精 度调压。该阀门配合脑室端导管及腹腔端导管以及 直型塑料连接器共同组套使用。	可调压阀 门,储液囊, 抗虹吸装置	可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹 腔分流系 统	14809. 23
49	国械注进 201731311 04	脑脊液分流管及附件-可调 压分流装置(成人)	脑脊液分流管及附件	脑脊液分 流管及附 件-可调压 分流装置 (成人)	硅胶，人 造红宝 石，钛	套	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	带前腔可调 压式柱形阀	823100	635bb5f4- d23b- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	103817805 34457、 103817805 19119	C04070412 100031112 970000004	是	不抗虹吸，可调压阀门，18级高精度调压。该阀门 配合脑室导管，长14cm，内径1.4mm，外径2.7mm， 腹腔导管（腹腔端），长120cm，内径1.0mm，外径 2.2mm共同组套使用。	脑室端导 管,可调压 阀门,储液 囊,腹腔端 导管	可调压脑 室腹腔分 流系统	15200. 73
50	国械注进 201731311 04	脑脊液分流管及附件-可调 压分流装置(成人)	脑脊液分流管及附件	脑脊液分 流管及附 件-可调压 分流装置 (成人)	硅胶，人 造红宝 石，钛	套	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	不带前腔可 调压式柱形 阀	823101	635bb2e8- d23b- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	103817805 34464、 103817805 19126	C04070412 100031112 970000001	是	不抗虹吸，可调压阀门，18级高精度调压。该阀门 配合脑室导管，长14cm，内径1.4mm，外径2.7mm， 腹腔导管（腹腔端），长120cm，内径1.0mm，外径 2.2mm共同组套使用。	脑室端导 管,可调压 阀门,腹腔 端导管	可调压脑 室腹腔分 流系统	15199. 73
51	国械注进 201731311 04	脑脊液分流管及附件-可调 压分流装置(成人)	脑脊液分流管及附件	脑脊液分 流管及附 件-可调压 分流装置 (成人)	硅胶，人 造红宝 石，钛	套	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	整体可调压 式微型阀	823114	635bb478- d23b- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	103817805 34518、 103817805 19171	C04070412 100031112 970000005	是	不抗虹吸，可调压阀门，18级高精度调压。该阀门 配合脑室导管，长14cm，内径1.4mm，外径2.7mm， 腹腔导管（腹腔端），长120cm，内径1.0mm，外径 2.2mm共同组套使用。	脑室端导 管,可调压 阀门,腹腔 端导管	可调压脑 室腹腔分 流系统	15199. 73
52	国械注进 201831322 46	导管	导管 BACTISEAL Catheter	导管	硅胶	个	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	管内径 1.4mm，管 外径 2.7mm，长 14cm	823073	4e784289- c188- 11ea- 8d16- fa163e0a8 baf	103817805 36994、 103817805 15623	C04070112 000001112 970000004	是	管内径1.4mm，管外径2.7mm，长14cm，BACTISEAL 导管所用硅胶经过了利福平和盐酸克林霉素的浸渍 处理。特殊脑室端导管（抗菌），该特殊脑室端导 管可作用于特殊可调压脑室腹腔分流系统，与抗虹 吸可调压直线型阀共同组套使用。	特殊脑室端 导管	特殊可调 压脑室腹 腔分流系 统	4700

53	国械注进 201831322 46	导管	导管 BACTISEAL Catheter	导管	硅胶	根	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	管内径 1.0mm，管 外径 2.2mm，长 120cm	823074	7ff6c155- c189- 11ea- 8d16- fa163e0a8 baf	103817805 37007、 103817805 15630	C04070312 000001112 970000003	是	管内径1.0mm，管外径2.2mm，长120cm。BACTISEAL 导管所用硅胶经过了利福平和盐酸克林霉素的浸渍 处理。特殊腹腔端导管（抗菌），该特殊腹腔端导 管可作用于特殊可调压脑室腹腔分流系统，与抗虹 吸可调压直线型阀共同组套使用。	特殊腹腔端 导管	特殊可调 压脑室腹 腔分流系 统	4700
54	国械注进 201731311 04	脑脊液分流管及附件	脑脊液分流管及附件	脑脊液分 流管及附 件	硅胶，人 造红宝 石，钛	个	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	抗虹吸可调 压直线型 阀，无导管	823162	50b99515- d23e- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	103817805 34570、 103817805 19232	C04070812 100029112 970000001	是	包含抗虹吸装置，抗磁3T，可调压阀门，18级高精 度调压，并带储液囊。该阀门配合脑室导管及腹腔 端导管共同组套使用。	可调压阀 门，储液囊， 抗虹吸装置	可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹 腔分流系 统	14809.23
55	国械注进 201731311 04	脑脊液分流管及附件-脑室 导管	脑脊液分流管及附件	脑脊液分 流管及附 件-脑室导 管	硅胶，人 造红宝 石，钛	个	英特格拉 生命科技 制造公司 Integra LifeScien ces Productio n Corporati on	J0347	英特格拉 生命科技 （上海） 有限公司	ACCU-FLO 透明脑室导 管，30cm	821203	0b8aeef3- c7e6- 11e9- 953f- fa163e0a8 baf	103817805 36758、 103817805 17436	C04070112 000002112 970000023	是	脑室导管，长30cm，内径1.3mm，外径2.5mm，近端 有40个侧孔，分4排，每排10个孔。该脑室端导管 作为分流系统组件，可作用于可调压脑室腹腔分流 系统。	脑室端导管	可调压脑 室腹腔分 流系统	340.5
56	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分 流器及其 组件	聚砒、红 宝石、钛 合金、硅 胶	套	法国索菲 萨SOPHYSA	J0134	北京美科 创新科技 有限公司	B019-10	B019-10	55b588f6- adea- 11e9- 8460- fa163e0a8 baf	037601241 30065	C04070112 000002038 780000004	是	B019-10+RE-1141+SM8-140/SM8-300/SM8- 400+B905S组成8档可调压脑室腹腔分流系统套装 （低压套装、高压套装、超高压套装），B019- 10+SM8A+B905S组成8档可调压脑室腹腔分流管（标 准压力套装），B019-10+SPVA/SPVA-140/SPVA- 300/SPVA-400+B905S构成抗磁可调压脑室腹腔分流 套装-（抗3.0T以上核磁，标准压力套准、低压套 装、高压套装、超高压套装）；5挡抗磁可调压阀 门，3.0T及以上MRI检查后，不影响分流器的流动 特性，分流阀门压力档位不会发生变化，无需对阀 门压力重新调节校准。 B019-10是脑室端导管，参数：导管长度：23cm； 内径：1.3mm；外径：2.5mm，距尖端5,10,15cm处 有深度标识。该脑室端导管可作用于可调压脑室腹 腔分流系统、特殊可调压脑室腹腔分流系统	脑室端导管	可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹 腔分流系 统	450
57	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分 流器及其 组件	聚砒、红 宝石、钛 合金、硅 胶	套	法国索菲 萨SOPHYSA	J0134	北京美科 创新科技 有限公司	B905S	B905S	55b585d8- adea- 11e9- 8460- fa163e0a8 baf	037601241 30010	C04070312 000002038 780000001	是	B019-10+RE-1141+SM8-140/SM8-300/SM8- 400+B905S组成8档可调压脑室腹腔分流系统套装 （低压套装、高压套装、超高压套装），B019- 10+SM8A+B905S组成8档可调压脑室腹腔分流管（标 准压力套装），B019-10+SPVA/SPVA-140/SPVA- 300/SPVA-400+B905S构成抗磁可调压脑室腹腔分流 套装-（抗3.0T以上核磁，标准压力套准、低压套 装、高压套装、超高压套装）；5挡抗磁可调压阀 门，3.0T及以上MRI检查后，不影响分流器的流动 特性，分流阀门压力档位不会发生变化，无需对阀 门压力重新调节校准。 B905S是腹腔端导管，参数：导管长度：110cm；内 径：1.1mm；外径：2.5mm，用于心房和腹腔分流， 末端开放有多处开孔。该腹腔端导管可作用于可调 压脑室腹腔分流系统、特殊可调压脑室腹腔分流系 统	腹腔端导管	可调压脑 室腹腔分 流系统， 特殊可调 压脑室腹 腔分流系 统	450
58	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分 流器及其 组件	聚砒、红 宝石、钛 合金、硅 胶	套	法国索菲 萨SOPHYSA	J0134	北京美科 创新科技 有限公司	RE-1141	RE-1141	55b59d39- adea- 11e9- 8460- fa163e0a8 baf	037601241 30843	C04071212 100000038 780000002	是	RE-1141+SM8-140/SM8-300/SM8-400+B019- 10+B905S组成8档可调压脑室腹腔分流系统套装 （低压套装、高压套装、超高压套装），RE- 1141+SM8-140/SM8-300/SM8-400+LPS50组成8档可 调压腰骶腹腔分流系统套装（低压套装、高压套装 、超高压套装） 侧进口储液囊/单面隆起。 RE-1141:平底，20mm,容量：0.25ml;该储液囊可作 用于可调压脑室腹腔分流系统、可调压腰骶腹腔分 流系统	储液囊	可调压脑 室腹腔分 流系统， 可调压腰 骶腹腔分 流系统	200

59	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分流器及其组件	聚砒、红宝石、钛合金、硅胶	套	法国索菲萨SOPHYSA	J0134	北京美科创新科技有限公司	SX-200	SX-200	55b5a75c-adea-11e9-8460-fa163e0a8baf	03760124131697	C0407150000000038780000001	是	RE-1141+SM8-140/SM8-300/SM8-400+B019-10+B905S±SX-200, 组成8档可调压脑室腹腔分流系统套装（在选用低压套装、高压套装、超高压套装时有可能会选用SX-200抗虹吸装置），SM8A+B019-10+B905S±SX-200组成8档可调压脑室腹腔分流管（套装/在选用SM8A标准30-200mmH2O压力阀门时有可能会选用SX-200抗虹吸装置），B019-10+SPVA/SPVA-140/SPVA-300/SPVA-400+B905S±SX-200构成抗磁可调压脑室腹腔分流套装-（抗3.0T以上核磁，标准压力套准、低压套装、高压套装、超高压套装/在选用抗核磁阀门时有可能会选用SX-200抗虹吸装置）。SX-200:SiphonX重力抗虹吸装置，直径5.9mm, 长23mm, 近远端连接管外径2.5mm, 是一种附属于分流阀门的选配装置，直立位时可增加200mmH2O的压力。该抗虹吸装置可作用于可调压脑室腹腔分流系统、特殊可调压脑室腹腔分流系统	抗虹吸装置	可调压脑室腹腔分流系统，特殊可调压脑室腹腔分流系统	500
60	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分流器及其组件	聚砒、红宝石、钛合金、硅胶	套	法国索菲萨SOPHYSA	J0134	北京美科创新科技有限公司	SM8A	SM8A	55b5ab69-adea-11e9-8460-fa163e0a8baf	03760124131215	C04070812100031038780000001	是	SM8A+B019-10+B905S±SX-200组成8档可调压脑室腹腔分流管（套装/在选用SM8A标准30-200mmH2O压力阀门时有可能会选用SX-200抗虹吸装置）。SM8A+LPS50组成8档可调压腰骶腹腔分流系统。可调压阀门，核磁安全，但不抗3.0T及以上核磁，做完3.0T核磁后需要重新调节阀门压力设定。SM8A参数：阀门档位：8个压力档位：30mmH2O, 50mmH2O, 70mmH2O, 90mmH2O, 110mmH2O, 140mmH2O, 170mmH2O, 200mmH2O, 聚砒材质，高度精确的锥形球阀设计。	可调压阀门，储液囊	可调压脑室腹腔分流系统，可调压腰骶腹腔分流系统	14000
61	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分流器及其组件	聚砒、红宝石、钛合金、硅胶	套	法国索菲萨SOPHYSA	J0134	北京美科创新科技有限公司	SM8-140	SM8-140	55b5c545-adea-11e9-8460-fa163e0a8baf	03760124131109	C04070812100032038780000003	是	SM8-140+RE-1141+B019-10+B905S组成低压8档可调压脑室腹腔分流系统套装，SM8-140+RE-1141+LPS50组成低压8档可调压腰骶腹腔分流系统套装。10-140低压8档可调压阀门. 8个压力档位：10mmH2O, 25mmH2O, 40mmH2O, 60mmH2O, 80mmH2O, 100mmH2O, 120mmH2O, 140mmH2O, 聚砒材质，高度精确的锥形球阀设计	可调压阀门	可调压脑室腹腔分流系统，可调压腰骶腹腔分流系统	13800
62	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分流器及其组件	聚砒、红宝石、钛合金、硅胶	套	法国索菲萨SOPHYSA	J0134	北京美科创新科技有限公司	SM8-300	SM8-300	55b5ccbe-adea-11e9-8460-fa163e0a8baf	03760124131185	C04070812100032038780000004	是	SM8-300+RE-1141+B019-10+B905S组成高压8档可调压脑室腹腔分流系统套装，SM8-300+RE-1141+LPS50组成高压8档可调压腰骶腹腔分流系统套装。50-300高压8档可调压阀门. 8个压力档位：50mmH2O, 75mmH2O, 100mmH2O, 125mmH2O, 150mmH2O, 180mmH2O, 220mmH2O, 300mmH2O, 聚砒材质，高度精确的锥形球阀设计	可调压阀门	可调压脑室腹腔分流系统，可调压腰骶腹腔分流系统	13800
63	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分流器及其组件	聚砒、红宝石、钛合金、硅胶	套	法国索菲萨SOPHYSA	J0134	北京美科创新科技有限公司	SM8-400	SM8-400	55b5bf5b-adea-11e9-8460-fa163e0a8baf	03760124131192	C04070812100032038780000005	是	SM8-400+RE-1141+B019-10+B905S组成超高压8档可调压脑室腹腔分流系统套装，SM8-400+RE-1141+LPS50组成超高压8档可调压腰骶腹腔分流系统套装。80-400特高压8档可调压阀门. 8个压力档位：80mmH2O, 120mmH2O, 150mmH2O, 190mmH2O, 230mmH2O, 270mmH2O, 330mmH2O, 400mmH2O, 聚砒材质，高度精确的锥形球阀设计	可调压阀门	可调压脑室腹腔分流系统，可调压腰骶腹腔分流系统	13800
64	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分流器及其组件	聚砒、红宝石、钛合金、硅胶	套	法国索菲萨SOPHYSA	J0134	北京美科创新科技有限公司	SM8A-2010	SM8A-2010	55b5f3fb-adea-11e9-8460-fa163e0a8baf	03760124131222	C04070412100031038780000011	是	SM8A-2010是预接直型脑室连接管的8档可调节分流套装（带储液囊）。套装内包含：SM8A、B019-10、B905S, 配套穿刺和固定工具。8档可调压阀门，核磁安全，但不抗3.0T及以上核磁，做完3.0T核磁后需要重新调节阀门压力设定。SM8A参数：阀门档位：8个压力档位：30mmH2O, 50mmH2O, 70mmH2O, 90mmH2O, 110mmH2O, 140mmH2O, 170mmH2O, 200mmH2O, 聚砒材质，高度精确的锥形球阀设计。B905S是腹腔端导管，参数：导管长度：110cm；内径：1.1mm；外径：2.5mm，用于心房和腹腔分流，末端开放有多处开孔。B019-10是脑室端导管，参数：导管长度：23cm；内径：1.3mm；外径：2.5mm，距尖端5, 10, 15cm处有深度标识。	脑室端导管, 可调压阀门, 储液囊, 腹腔端导管	可调压脑室腹腔分流系统	14900
65	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分流器及其组件	聚砒、红宝石、钛合金、硅胶	套	法国索菲萨SOPHYSA	J0134	北京美科创新科技有限公司	SPVA	SPVA	55b5e6d3-adea-11e9-8460-fa163e0a8baf	03760124131307	C04070812100031038780000003	是	SPVA+B019-10+B905S构成标准抗磁可调压脑室腹腔分流套装-（抗3.0T以上核磁）：5挡抗磁可调压阀门，3.0T及以上MRI检查后，不影响分流器的流动特性，分流阀门压力档位不会发生变化，无需对阀门压力重新调节校准。抗磁标准阀门30-200mmH2O。5个压力档位：30mmH2O, 70mmH2O, 110mmH2O, 150mmH2O, 200mmH2O特殊可调压阀门（抗磁），储液囊	特殊可调压阀门，储液囊	特殊可调压脑室腹腔分流系统	25200
66	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分流器及其组件	聚砒、红宝石、钛合金、硅胶	套	法国索菲萨SOPHYSA	J0134	北京美科创新科技有限公司	SPVA-140	SPVA-140	55b5e7ac-adea-11e9-8460-fa163e0a8baf	03760124131604	C04070812100031038780000004	是	SPVA-140+B019-10+B905S构成低压抗磁可调压脑室腹腔分流套装-（抗3.0T以上核磁）：5挡抗磁可调压阀门，3.0T及以上MRI检查后，不影响分流器的流动特性，分流阀门压力档位不会发生变化，无需对阀门压力重新调节校准。抗磁低压阀门10-140mmH2O。5个压力档位：10mmH2O, 40mmH2O, 80mmH2O, 110mmH2O, 140mmH2O特殊可调压阀门（抗磁），储液囊	特殊可调压阀门，储液囊	特殊可调压脑室腹腔分流系统	25200

67	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分流器及其组件	聚砒、红宝石、钛合金、硅胶	套	法国索菲萨SOPHYSA	J0134	北京美科创新科技有限公司	SPVA-300	SPVA-300	55b589dd-adea-11e9-8460-fa163e0a8baf	03760124131611	C04070812100031038780000005	是	SPVA-300+B019-10+B905S构成高压抗磁可调压脑室腹腔分流套装-（抗3.0T以上核磁）；5挡抗磁可调压阀门，3.0T及以上MRI检查后，不影响分流器的流动特性，分流阀门压力档位不会发生变化，无需对阀门压力重新调节校准。 抗磁高压阀门50-300mmH2O。5个压力档位：50mmH2O，100mmH2O，150mmH2O，220mmH2O，300mmH2O 特殊可调压阀门（抗磁），储液囊	特殊可调压阀门，储液囊	特殊可调压脑室腹腔分流系统	25200
68	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分流器及其组件	聚砒、红宝石、钛合金、硅胶	套	法国索菲萨SOPHYSA	J0134	北京美科创新科技有限公司	SPVA-400	SPVA-400	55b595fa-adea-11e9-8460-fa163e0a8baf	03760124131628	C04070812100031038780000006	是	SPVA-400+B019-10+B905S构成超高压抗磁可调压脑室腹腔分流套装-（抗3.0T以上核磁）；5挡抗磁可调压阀门，3.0T及以上MRI检查后，不影响分流器的流动特性，分流阀门压力档位不会发生变化，无需对阀门压力重新调节校准。 抗磁超高压阀门80-400mmH2O。5个压力档位：80mmH2O，150mmH2O，230mmH2O，330mmH2O，400mmH2O 特殊可调压阀门（抗磁），储液囊	特殊可调压阀门，储液囊	特殊可调压脑室腹腔分流系统	25200
69	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分流器及其组件	聚砒、红宝石、钛合金、硅胶	套	法国索菲萨SOPHYSA	J0134	北京美科创新科技有限公司	SPVA-2010	SPVA-2010	55b5a0c8-adea-11e9-8460-fa163e0a8baf	03760124131314	C04070412100031038780000014	是	SPVA-2010是预接直行脑室连接管5档可调压分流套装（抗磁、带储液囊） 套装内包含：B019-10、B905s、SPVA和配套穿刺、固定工具。5挡抗磁可调压阀门，3.0T及以上MRI检查后，不影响分流器的流动特性，分流阀门压力档位不会发生变化，无需对阀门压力重新调节校准。 抗磁标准阀门30-200mmH2O，5个压力档位：30mmH2O，70mmH2O，110mmH2O，150mmH2O，200mmH2O。 B905S是腹腔端导管，参数：导管长度：110cm；内径：1.1mm；外径：2.5mm，用于心房和腹腔分流，末端开放有多处开孔。B019-10是脑室端导管，参数：导管长度：23cm；内径：1.3mm；外径：2.5mm，距尖端5、10、15cm处有深度标识。 脑室端导管，特殊可调压阀门（抗磁），储液囊，腹腔端导管	脑室端导管，特殊可调压阀门，储液囊，腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	26100
70	国械注进 201531320 85	脑脊液分流器及其组件	脑脊液分流器及其组件 Valves, catheters and accessories for hydrocephalus	脑脊液分流器及其组件	聚砒、红宝石、钛合金、硅胶	套	法国索菲萨SOPHYSA	J0134	北京美科创新科技有限公司	LPS50	LPS50	55b5e268-adea-11e9-8460-fa163e0a8baf	03760124130300	C04070212000002038780000001	是	SM8A+LPS50组成8档标准压力可调压腰骶腹腔分流系统套装，SM8-140+RE-1141+LPS50组成低压8档可调压腰骶腹腔分流系统套装，SM8-300+RE-1141+LPS50组成高压8档可调压腰骶腹腔分流系统套装，SM8-400+RE-1141+LPS50组成超高压8档可调压腰骶腹腔分流系统套装。腰大池导管：导管长度：60cm；内径：0.76mm；外径：1.60mm，末端多处开孔，不透射线涂层，距末端11,16,21,26cm处有深度标识。 中间连接管：内径1.1mm，外径2.5mm，长度10cm，内置转接口。 穿刺针14G，长度9cm。 Luer-锁接口。该腰骶端导管，腹腔端导管可作用于可调压腰骶腹腔分流系统	腰骶端导管，腹腔端导管	可调压腰骶腹腔分流系统	6948
71	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphera pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphera pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTES ES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPRO12015-G30	UPRO12015-G30	ff5c9367-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000024	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm，长度15cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度120cm，反重力装置型号：SpheraGrav-30，可调压，阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管，特殊可调压阀门，储液囊，抗虹吸装置，腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
72	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphera pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphera pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTES ES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPRO12015-G25	UPRO12015-G25	f8c438f5-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000023	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm，长度15cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度120cm，反重力装置型号：SpheraGrav-25，可调压，阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管，特殊可调压阀门，储液囊，抗虹吸装置，腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
73	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphera pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphera pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTES ES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPRO12015-G20	UPRO12015-G20	f19948a9-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000022	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm，长度15cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度120cm，反重力装置型号：SpheraGrav-20，可调压，阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管，特殊可调压阀门，储液囊，抗虹吸装置，腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308

74	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTESES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR012015-G15	UPR012015-G15	ea7d6d1a-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000021	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm，长度15cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度120cm，反重力装置型号：SpheraGrav-15，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
75	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTESES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR012015-G10	UPR012015-G10	e48118c5-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000020	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm，长度15cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度120cm，反重力装置型号：SpheraGrav-10，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
76	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTESES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR010223-G35	UPR010223-G35	c91508ed-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000019	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm，长度23.5cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度102cm，反重力装置型号：SpheraGrav-35，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
77	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTESES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR010223-G30	UPR010223-G30	c1d7d540-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000018	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm，长度23.5cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度102cm，反重力装置型号：SpheraGrav-30，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
78	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTESES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR010223-G25	UPR010223-G25	b5b60ede-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000017	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm，长度23.5cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度102cm，反重力装置型号：SpheraGrav-25，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
79	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTESES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR010223-G20	UPR010223-G20	abac5ef6-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000016	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm，长度23.5cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度102cm，反重力装置型号：SpheraGrav-20，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
80	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTESES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR010223-G15	UPR010223-G15	a3f5223f-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000015	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm，长度23.5cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度102cm，反重力装置型号：SpheraGrav-15，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308

81	国械注进 20253130122	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTESES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR010223-G10	UPR010223-G10	99373e66-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000014	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm，长度23.5cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度102cm，反重力装置型号：SpheraGrav-10，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
82	国械注进 20253130122	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTESES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR010215-G35	UPR010215-G35	8e26408f-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000013	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm ，长度15cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度102cm，反重力装置型号：SpheraGrav-35,可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
83	国械注进 20253130122	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTESES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR010215-G30	UPR010215-G30	85fc7e60-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000012	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm ，长度15cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度102cm，反重力装置型号：SpheraGrav-30，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
84	国械注进 20253130122	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTESES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR010215-G25	UPR010215-G25	7d983304-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000011	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm ，长度15cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度102cm，反重力装置型号：SpheraGrav-25，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
85	国械注进 20253130122	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTESES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR010215-G20	UPR010215-G20	6fba658d-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000010	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm ，长度15cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度102cm，反重力装置型号：SpheraGrav-20，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
86	国械注进 20253130122	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTESES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR012023-G30	UPR012023-G30	6f5bd1a7-0926-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000009	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm，长度23.5cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度120cm，反重力装置型号：SpheraGrav-30，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
87	国械注进 20253130122	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物医疗科技有限公司 HP BIOPROTESES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR012023-G25	UPR012023-G25	675fd81f-0926-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412100029222250000008	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径2.7mm±0.2mm，长度23.5cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度120cm，反重力装置型号：SpheraGrav-25，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308

88	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物 医疗科技有限公司 HP BIOPROTES ES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR010215-G15	UPR010215-G15	60fab440-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412 100029222 250000007	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径 2.7mm±0.2mm ，长度15cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度102cm，反重力装置型号：SpheraGrav-15，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
89	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物 医疗科技有限公司 HP BIOPROTES ES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR010215-G10	UPR010215-G10	4ebab2fc-0925-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412 100029222 250000006	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径 2.7mm±0.2mm ，长度15cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度102cm，反重力装置型号：SpheraGrav-10，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
90	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物 医疗科技有限公司 HP BIOPROTES ES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR012023-G35	UPR012023-G35	365d4bd9-0926-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412 100029222 250000005	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径 2.7mm±0.2mm，长度23.5cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度120cm，反重力装置型号：SpheraGrav-35，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
91	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物 医疗科技有限公司 HP BIOPROTES ES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR012023-G20	UPR012023-G20	236b3ffc-0926-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412 100029222 250000004	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径 2.7mm±0.2mm ，长度23.5cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度120cm，反重力装置型号：SpheraGrav-20，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
92	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物 医疗科技有限公司 HP BIOPROTES ES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR012023-G15	UPR012023-G15	1a0076c7-0926-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412 100029222 250000003	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径 2.7mm±0.2mm，长度23.5cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度120cm，反重力装置型号：SpheraGrav-15，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
93	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物 医疗科技有限公司 HP BIOPROTES ES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR012023-G10	UPR012023-G10	13dee66d-0926-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412 100029222 250000002	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径 2.7mm±0.2mm ，长度23.5cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度120cm，反重力装置型号：SpheraGrav-10，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308
94	国械注进 202531301 22	可调压脑积水分流器及附件	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	可调压脑积水分流器及附件 Hydrocephalus shunt with programmable valve sphere pro	硅胶、医用不锈钢等	套	惠普生物 医疗科技有限公司 HP BIOPROTES ES LTDA	Jhupa92J	宁波白玉兰医疗器械有限公司	UPR012015-G35	UPR012015-G35	05a6e2bb-0926-11f0-94b0-b4055d63f15c	无	C04070412 100029222 250000001	是	脑室导管内径：1.4mm±0.2mm 外径 2.7mm±0.2mm，长度15cm，腹部导管内径：1.2mm±0.2mm 外径：2.6mm±0.2mm，长度120cm，反重力装置型号：SpheraGrav-35，可调压阀8档开关调节，独特的双重锁定系统，有效防磁。即使在高达3T的磁共振检查中，也能确保阀门压力稳定，为患者提供全方位安全保障。可调压阀和反重力装置可协同调节，有效防止过度引流。	脑室端导管,特殊可调压阀门,储液囊,抗虹吸装置,腹腔端导管	特殊可调压脑室腹腔分流系统	23308